

# Produktinformation

## Desoxidationstabletten „Bleifrei“

Zur Reduzierung der Krätzebildung in bleifreien Lötbädern

Sn99,2P0,8 (nicht genormte Legierung)

Art.-Nr.: 12 99 40 55P

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

**Desoxidationstabletten „Bleifrei“**

## Beschreibung

Desoxidationstabletten „Bleifrei“ bestehend aus einem Reinzinn mit Zusatz von Phosphor.

Desoxidationstabletten „Bleifrei“ reduziert die Krätzebildung in bleifreien Lötbadern.

## Eigenschaften

Legierung : Sn99,2P0,8  
Dichte (20°C) : 7,3 kg/dm<sup>3</sup>

## Anwendung

Pro 10 kg Lot im Zinnbad 80 g Desoxidationstabletten „Bleifrei“ zugeben. (bei Erstbefüllung mit nicht desoxidiertem Material oder vollständig verbrauchtem Phosphoranteil).

Nachdem die Desoxidationstabletten „Bleifrei“ geschmolzen sind, verfärbt sich die Lötbadoberfläche silbrig. Wenn sich die Farbe der Lötbadoberfläche wieder verändert, sollte der Vorgang mit einer geringeren Menge Tabletten wiederholt werden.

## Lieferform

Pellets, verpackt in 250 g Dosen

## Lagerungshinweise

In dicht geschlossenen Behältern geschützt vor Feuchtigkeit lagern.

## Haltbarkeit

Das Material ist bei trockener und staubfreier Lagerung mindestens 60 Monate haltbar.